

Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“



BG051PO001-3.3.06 -0059

ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ
НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ.

Бенефициент:

Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"

Партньори:

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Биологически Факултет
Химикотехнологичен и металургичен университет, катедра „Биотехнология“
Проген ООД

Образец № 3

ДО ИБИР – БАН
бул. „Цариградско шосе“ № 73
гр. София

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 - Вариабилни пипети

Настоящата оферта е подадена от: „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД /наименование на участника/, ЕИК/БУЛСТА 121152973;

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

1. С настоящето представяме нашата техническа оферта за обособена позиция **№ 31 - Вариабилни пипети** (офертата се изготвя за всяка обособена позиция по отделно) от поръчката.

Предлагаме следните артикули за обособената позиция, по която участвуваме, като прилагаме попълнена таблица, доказваща съответствието на предлаганите от нас артикули с изискванията на Възложителя:

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския социален фонд“

Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличени
подписи - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

Заличени
подписи - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
Търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

(1) № по ред	(2) Номер от ОП	(3) Наименование	(4) Единица мярка	(5) Коли- чество	(6) Предложение на участника, включващо технически характеристики на артикула, съобразно изискванията на техническата спецификация на Възложителя	(7) Предложение на участника, включващо каталожен или партиден номер на артикула, даден от производителя на артикула и име на производителя на артикула (тази колона се попълва задължително само за обособени позиции № 1 – 38)
136	ОП К-31	Обособена позиция № 31 - Вариабилни пипети	брой	10	Вариабилна пипета за обеми 1-10 µl; Механизмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	Thermo Fisher Scientific, Cat no 4642040
137	ОП К-31-2	Вариабилна пипета за обеми 10- 100 µl; Механизмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно	брой	10	Вариабилна пипета за обеми 10- 100 µl; Механизмът за настройка на обемите е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно	Thermo Fisher Scientific, Cat no 4642070

Заличен подпис - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския
„Европейския социален фонд“

Заличени
подписи - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

	обозначение на обем.	брой	10	обозначение на обем.	Thermo Fisher Scientific, Cat no 4642090
138	ОП К-31-3 Вариабилна пипета за обеми 100-1000 µl; Механизмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	брой	10	Вариабилна пипета за обеми 100-1000 µl; Механизмът за настройка на обемите е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	Thermo Fisher Scientific, Cat no 4642110
139	ОП К-31-4 Вариабилна пипета за обеми 1-10 ml; Механизмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	брой	8	Вариабилна пипета за обеми 1-10 ml; Механизмът за настройка на обемите е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	Thermo Fisher Scientific, Cat no 4642110

Забележка: Колони (1) – (5) от таблицата се попълват съгласно Техническата Спецификация на Възложителя - Приложение № 1 от документацията за участие – без да се променят !!.

Заличен
подпис - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

Заличен печат - чл.37,
ал. 1 от ЗЗК - търговска
тайна;
Заличен подпис - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския социален фонд“

2. Срокът за изпълнение на доставки по обособената позиция, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя е до 1 календарен ден (*минимум 1 ден и не повече от 45 календарни дни. При непълване от участника се приема 45 кал. дни*).

3. За обособени позиции № 1 – 38: Остатъчният срок на годност на предложените с офертата стоки към датата на доставка ще бъде не по-малко от 9 месеца (*не по-малко от 9 месеца, където е приложимо*). Под остатъчен срок на годност се има предвид времето за което реактивът е годен за употреба след доставка в сградата на Възложителя.

4. Ако бъдем избрани за изпълнител се ангажираме да осигурим предложените с офертата стоки за целия срок на договора. В случай, че поради непредвидени обстоятелства същите бъдат спрени от производство се ангажираме да предложим продукт с еквивалентни или сходни характеристики.

5. Осигуряваме следното време за реакция, при подадена рекламация на артикул от страна на Възложителя, съгласно условията на договора: 1 ден (*минимум 1 и максимум 14 календарни дни. При непълване от участника се приема 14 кал. дни*). В посочения срок ще отговорим на Възложителя обосновано в писмен вид дали приемаме или отхвърляме рекламацията.

6. Стоките (с изключение на рециклирани тонери) ще се доставят в оригинална, ненарушена опаковка на производителя, при спазване на условията на производителя за транспорт и съхранение на артикула.

7. При доставка, стоките ще бъдат придружени от приложимите за случая сертификати и документи, издадени от производителя и/или контролиращи организации.

8. Подаването на настоящата техническа оферта удостоверява безусловното приемане от наша страна на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура за съответната обособена позиция.

! ВАЖНО: Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2, т.е. Техническа оферта се представя за всяка обособена позиция по отделно в отделен плик № 2 и се надписва по следния начин:

„Име на участника:

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №”

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Дата 11.08.2014 г.
гр.София

.....
/ подпис, печат/

«АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ» ООД

Упълномощен да подпише предложението за доставка на името на
(изписва се името на участника)

Заличени лични данни - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

(изписва се името на упълномощеното лице и длъжността,
като в случай, че това не е законния представител на
участника се прилага нотариално заверено пълномощно).

Финпипети F2 Вариабилни Едноканални – Thermo Scientific

Както точността и прецизността са на-важните аспекти на всяка пипета, ние създадохме Финпипетите F2 със самоносещ се модулен механизъм за регулиране на обема. Тъй като AVG механизмът е отделен от корпуса на пипетата, неговата точност и прецизност, както и неговата стабилност са значително подобрени.


Финпипетата F2 има голям, лесен за разчитане Ergovisio дисплей, който прави определянето на обема ясно и лесно. Линията за финна настройка, която е представена с ясна линейна скала, позволява лесно да се определи последната цифра.

Допълнителна полза е, че въртящата горната част на бутона се движи независимо от механизмът за настройка на обема, за да се предотвратят неволни промени в настройката на обема.

Кат. номер: 4642040	Обхват: 1 – 10 μ l
Кат. номер: 4642070	Обхват: 10 – 100 μ l
Кат. номер: 4642090	Обхват: 100 – 1000 μ l
Кат. номер: 4642110	Обхват: 1 – 10 ml

Champion of ergonomics, efficiency and endurance

Thermo Scientific
Finnpipette F2



AVG improves accuracy and precision




Very light and smooth pipetting action



Fully autoclavable



5 year warranty



2000 — FINNPIPETTE® F2


Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

The Thermo Scientific Finnpiquette F2

Introducing the new Finnpiquette® F2, a pipette that has all the right qualities – it has a light pipetting action, it's easy to use, and it's fully autoclavable. Furthermore, the Finnpiquette F2 offers outstanding reliability, which we guarantee with a 5 year warranty. Add to this great accuracy and precision, and you know the Finnpiquette F2 is a winner.

Advanced Volume Control (AVG)


As accuracy and precision are the most vital aspects of any pipette, we developed the Finnpiquette F2 with a self-supporting modular volume adjustment mechanism. Because the AVG mechanism is separated from the pipette body, its accuracy and precision, as well as its durability, are significantly improved. In addition, to eliminate the possible effects of hand warmth on the accuracy of your measurements, the AVG mechanism is also thermally isolated from the pipette body.



Large Ergovisio Display

The Finnpiquette F2 has a large, easy-to-read Ergovisio display that makes setting volumes clear and easy. And the fine adjustment ruler lets you easily check the last digit, which is presented against a clear linear scale. This allows you to make the most of the precision click volume adjustment, which enables volume increments

as small as 0.002 µl or 1 µl depending on the pipette model. Beside the large display is a convenient space for the user's personal identity tag to help ensure that pipettes do not get mixed up or lost in the laboratory.



As always with Thermo Scientific Finnpiquettes, the forces needed for pipetting have been minimized. The design of the Finnpiquette F2 allows users to depress the pipetting button with just a small amount of effort, for a light, smooth and steady pipetting action. The light and steady movement enables better pipetting results over longer pipetting periods. In addition, the patented super blow-out feature ensures the delivery of micro-size drops. The super blow-out piston is incorporated into pipettes with volumes of 50 µl and below.



Light Pipetting Action

The Finnpiquette F2 has a revolutionary double-action pipetting button with a rotating upper part, for easy and exceptionally light volume setting. An additional benefit is that the rotating upper part of the button moves independently of the volume setting mechanism, to prevent unintentional changes in volume settings. Like the lower adjustment wheel, it is made of a softer plastic material to offer excellent grip with effortless volume adjustment.

Easy Autoclavable



High quality results depend on absolute sterility, to provide this and to prevent cross contamination, the Finnpiquette F2 is autoclavable at 121°C. The entire pipette can be autoclaved in one piece or in separate pieces in a sterilization bag. The pipette is constructed with materials that have a high resistance to reagents, UV-light and moisture.



Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Designed with you in mind

We designed the Pipette 32 taking the needs and wants of real pipette users into account. Perfect weather comfort, performance, reliability and repeatability in one of the lightest pipettes available.



Double action pipetting button

Light volume adjustment

Light pipetting action

Color coding

Wide supportive finger rest

Soft-touch tip ejector

Advanced Volume Gearing mechanism for great accuracy and precision

Large Ergovisio display

Durable handle material

Entire pipette is autoclavable

Non-metallic construction for light weight


Super blow-out

Comfortable manual 100




The supportive finger rest lets you hold the pipette at the ideal pipetting angle and lets your hand relax between pipetting cycles. As a result, it makes long periods of repetitive pipetting much more comfortable and less tiring, and reduces the risk of Repetitive Strain Injury (RSI). The tip ejector button is rounded and ergonomically designed to enable the most comfortable thumb position.

Soft touch tip ejector

The force needed for tip ejection is minimized with our patented soft touch tip ejection mechanism. This innovative gearing mechanism produces more down force with less effort, releasing the tips with just a gentle push. In addition, the rounded tip ejector button is comfortable and ideal for use with gloves.



Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД



Choose the Finn timer pipettes you need

To match the needs of every lab, the Finn timer pipette F2 is available in single channel and multichannel versions. The single channel pipettes are available as variable volume or fixed volume models. Sturdy and stable pipette stands are available as an option for both single and multichannel models. Each Finn timer pipette F2 has convenient color coding on the volume adjustment ring and on the top cover of the handle, as well as on the multichannel modules, for easier recognition of the suitable Finn timer.

Thermo Scientific Finn timer pipette F2 Multichannels

The Finn timer pipette F2 multichannel pipettes are available in 8-, 12- and 16-channel models with a selection of volume ranges. As with the single channel Finn timer pipette F2 pipettes, the AVG mechanism ensures a high level of accuracy and precision. In addition, in the low volume models the super blow-out function ensures accurate dispensing for even the lowest volumes.

Easy to use Finn timer pipette


The Finn timer pipette F2 is very easy to service; simply open the pipette by removing the tip ejector by hand, and then use the handy maintenance tool to remove the tip cone. The same practical tool is used to adjust the pipette's calibration using the calibration nut located at the top of the pipette handle.



Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Thermo Scientific Finntip – Complete pipetting systems

Finntip® pipette tips combine with Finnpipettes to form a complete, optimized pipetting system. Our selection of Finntips covers everything you are likely to need, from day to day pipetting to special tips, wide orifice tips, positive displacement tips, and stepper tips.



Our newest introduction is the innovative Finntip Flex system, the latest breakthrough in pipette tip technology. Designed to meet the needs of today's pipette users, the Finntip Flex system consists of easy-to-use, soft, flexible high-end tips and a tip rack with space-saving refill kits. Finntip Flex tips are available in a range of volumes covering 0.1-10 µl tips to 1200 µl tips, as well as a 10 ml tip, and come as standard racked tips, sterile tips or filter tips.

All Finntip Flex tips are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface and improved tip transparency. The smooth tip wall surface prevents liquid retention and achieves better pipetting precision than non-polished tips. The increased precision is most beneficial with small volume pipetting where

precision values can be improved by approximately 50%.

With their special thin wall molding, the soft tip of the Finntip Flex reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of RSI. It also ensures a better seal with the pipette module, for greater accuracy and precision.

The new Finntip Flex racks are easy to open with one hand and have a sturdy base and non-slip feet, allowing you to easily yet firmly attach the tip. Additionally, the refill system saves space and allows fast tip matrix plate attachment with just one click. Ten refill plates are stacked compactly to reduce material use, eliminate waste and keep the plates free from dust.

NEW Finntip Flex 10

Cat. no.	Description	Quantity
94060100	Finntip Flex 10	10x96/rack
94060103	Finntip Flex 10 sterile*	10x96/rack
94060116	Finntip Flex 10 refill starter kit	1x96/rack + 20x96/refill
94060117	Finntip Flex 10 refill kit	20x96/refill
94060120	Finntip Flex 10	1000/bag

Color code: Pink Length: 3.3 cm

NEW Finntip Flex 200

Cat. no.	Description	Quantity
94060310	Finntip Flex 200	10x96/rack
94060313	Finntip Flex 200 sterile*	10x96/rack
94060316	Finntip Flex 200 refill starter kit	1x96/rack + 20x96/refill
94060317	Finntip Flex 200 refill kit	20x96/refill
94060320	Finntip Flex 200	1000/bag

Color code: Yellow Length: 6.0 cm

Finntip Flex 300

Cat. no.	Description	Quantity
94060510	Finntip Flex 300	10x96/rack
94060513	Finntip Flex 300 sterile*	10x96/rack
94060516	Finntip Flex 300 refill starter kit	1x96/rack + 20x96/refill
94060517	Finntip Flex 300 refill kit	20x96/refill
94060520	Finntip Flex 300	1000/bag

Color code: Orange Length: 6.2 cm

Finntip Flex 1000

Cat. no.	Description	Quantity
94060710	Finntip Flex 1000	10x96/rack
94060713	Finntip Flex 1000 sterile*	10x96/rack
94060716	Finntip Flex 1000 refill starter kit	1x96/rack + 16x96/refill
94060717	Finntip Flex 1000 refill kit	16x96/refill
94060720	Finntip Flex 1000	1000/bag

Color code: Blue Length: 8.7 cm

Finntip Flex 1200

Cat. no.	Description	Quantity
94060810	Finntip Flex 1200	10x96/rack
94060813	Finntip Flex 1200 sterile*	10x96/rack
94060816	Finntip Flex 1200 refill starter kit	1x96/rack + 16x96/refill
94060817	Finntip Flex 1200 refill kit	16x96/refill
94060820	Finntip Flex 1200	1000/bag

Color code: Turquoise Length: 8.7 cm

Finntip Flex 10 ml Extended

Cat. no.	Description	Quantity
94060970	Flex 10 ml Ext.	100/bag
94060973	Flex 10 ml Ext. sterile	50/bag

Length: 26.7 cm

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

For information on our full product range, visit the Thermo Scientific Finnpipettes and Finntips website at www.thermo.com.
Representatives and distributors are available in all major markets.
New ways to work with pipettes.

Finntip Flex - Filter Pipette Tips

Cat. no.	Description	Volume µl	Quantity
94056980	Flex Filter 10 sterile*	0.2-10	10x96 rack
94056510	Flex Filter 30 sterile*	5-30	10x96 rack
94056520	Flex Filter 100 sterile*	5-100	10x96 rack
94056380	Flex Filter 200 sterile*	1-200	10x96 rack
94056580	Flex Filter 300 sterile*	5-300	10x96 rack
94056710	Flex Filter 1000 sterile*	100-1000	10x96 rack
94056810	Flex Filter 1200 sterile*	50-1200	10x96 rack
94056970	Flex Filter 10 ml Ext. sterile	1-10 ml	50/bag

Finntip 5 ml

Cat. no.	Description	Quantity
9402 050	Finntip 5 ml	75/box
9402 030	Finntip 5 ml	500/bag
9402 010	Finntip 5 ml	3000/bulk
9402 070	Finntip 5 ml	5x54/rack
9402 073	Finntip 5 ml sterile	5x54/rack

Color code: Green Length: 14.7 cm

Finntip 10 ml

Cat. no.	Description	Quantity
9402 150	Finntip 10 ml	40/box
9402 151	Finntip 10 ml	100/bag
9402 160	Finntip 10 ml	5x24/rack
9402 163	Finntip 10 ml sterile	5x24/rack

Color code: Red Length: 15.0 cm

Finntip steriles are certified to be free of Endotoxin, DNA, DNase and RNase.

Finnpipette F2 Variable Volume Single Channel

Cat.no.	Range	Increment	Volume µl	Inaccuracy µl	%	Imprecision s.d.* µl	cv%	Color code	Finntip
4642010	0.2-2 µl	0.002 µl	2	±0.050	±2.50	0.040	2.00	Pink	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
			1	±0.040	±4.00	0.035	3.50		
			0.2	±0.024	±12.00	0.020	10.00		
4642020	0.5-5 µl	0.01 µl	5	±0.075	±1.50	0.050	1.00	Pink	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
			2.5	±0.063	±2.50	0.0375	1.50		
			0.5	±0.030	±6.00	0.025	5.00		
4642030	1-10 µl	0.02 µl	10	±0.100	±1.00	0.050	0.50	Pink	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
			5	±0.075	±1.50	0.040	0.80		
			1	±0.025	±2.50	0.020	2.00		
4642040	1-10 µl	0.02 µl	10	±0.100	±1.00	0.080	0.80	Yellow	Flex 200, 250 Univ.
			5	±0.075	±1.50	0.040	0.80		
			1	±0.035	±3.50	0.030	3.00		
4642050	2-20 µl	0.02 µl	20	±0.20	±1.00	0.08	0.40	Turquoise	20 micro, 50 micro
			10	±0.15	±1.50	0.06	0.60		
			2	±0.06	±3.00	0.05	2.50		
4642060	2-20 µl	0.02 µl	20	±0.20	±1.00	0.08	0.40	Yellow	Flex 200, 250 Univ.
			10	±0.15	±1.50	0.06	0.60		
			2	±0.06	±3.00	0.05	2.50		
4642120	5-50 µl	0,1 µl	50	±0.30	±0.60	0.15	0.30	Turquoise	50
			25	±0.25	±1.00	0.13	0.50		
			5	±0.15	±3.00	0.125	2.50		
4642130	5-50 µl	0,1 µl	50	±0.30	±0.60	0.15	0.30	Yellow	Flex 200, 250 Univ., Flex 300, 200 Ext.
			25	±0.25	±1.00	0.13	0.50		
			5	±0.15	±3.00	0.125	2.50		
4642070	10-100 µl	0.2 µl	100	±0.80	±0.80	0.20	0.20	Yellow	Flex 200, 250 Univ., Flex 300, 200 Ext.
			50	±0.60	±1.20	0.20	0.40		
			10	±0.30	±3.00	0.10	1.00		
4642080	20-200 µl	0.2 µl	200	±1.2	±0.60	0.4	0.20	Yellow	Flex 200, 250 Univ., Flex 300, 200 Ext.
			100	±1.0	±1.00	0.4	0.40		
			20	±0.36	±1.80	0.14	0.70		
4642090	100-1000 µl	1 µl	1000	±6.0	±0.60	2.0	0.20	Blue	Flex 1000, 1000, 1000 Ext.
			500	±4.0	±0.80	1.5	0.30		
			100	±1.0	±1.00	0.6	0.60		
4642100	0.5-5 ml	0.01 ml	5000	±25.0	±0.50	10.0	0.20	Green	5 ml
			2500	±17.5	±0.70	7.5	0.30		
			500	±10.0	±2.00	4.0	0.80		
4642110	1-10 ml	0.02 ml	10000	±50.0	±0.50	20.0	0.20	Red	10 ml, Flex 10 ml Ext.
			5000	±40.0	±0.80	15.0	0.30		
			1000	±20.0	±2.00	8.0	0.80		

Finnpipette Stands

Cat. no.	Description	Quantity
9420400	Finnpipette F-stand (6 position stand)	1
9420390	Stand for multichannel pipette (for one pipette)	1



Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Finnpipette F2 Variable Volume Multichannel

Cat.no.	Channels	Range	Increment	Volume μ l	Inaccuracy μ l	%	Imprecision s.d.* μ l	cv%	Color code	Finntip
4662000	8	1.0-10 μ l	0.02 μ l	10	\pm 0.240	\pm 2.40	0.160	1.60	Pink	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
				5	\pm 0.200	\pm 4.00	0.150	3.00		
				1	\pm 0.120	\pm 12.00	0.080	8.00		
4662010	8	5-50 μ l	0.1 μ l	50	\pm 0.75	\pm 1.50	0.35	0.70	Yellow	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
				25	\pm 0.625	\pm 2.50	0.30	1.20		
				5	\pm 0.25	\pm 5.00	0.10	2.00		
4662020	8	10-100 μ l	0.2 μ l	100	\pm 1.30	\pm 1.30	0.50	0.50	Yellow	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
				50	\pm 1.25	\pm 2.50	0.60	1.20		
				10	\pm 0.50	\pm 5.00	0.20	2.00		
4662030	8	30-300 μ l	1 μ l	300	\pm 3.0	\pm 1.00	0.9	0.30	Orange	Flex 300, 300
				150	\pm 2.25	\pm 1.50	0.75	0.50		
				30	\pm 1.5	\pm 5.00	0.6	2.00		
4662040	12	1.0-10 μ l	0.02 μ l	10	\pm 0.240	\pm 2.40	0.160	1.60	Pink	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
				5	\pm 0.200	\pm 4.00	0.150	3.00		
				1	\pm 0.120	\pm 12.00	0.080	8.00		
4662050	12	5-50 μ l	0.1 μ l	50	\pm 0.75	\pm 1.50	0.35	0.70	Yellow	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
				25	\pm 0.625	\pm 2.50	0.30	1.20		
				5	\pm 0.25	\pm 5.00	0.10	2.00		
4662060	12	10-100 μ l	0.2 μ l	100	\pm 1.30	\pm 1.30	0.50	0.50	Yellow	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
				50	\pm 1.25	\pm 2.50	0.60	1.20		
				10	\pm 0.50	\pm 5.00	0.20	2.00		
4662070	12	30-300 μ l	1 μ l	300	\pm 3.0	\pm 1.00	0.9	0.30	Orange	Flex 300, 300
				150	\pm 2.25	\pm 1.50	0.75	0.50		
				30	\pm 1.5	\pm 5.00	0.6	2.00		
4662080	16	1.0-10 μ l	0.02 μ l	10	\pm 0.240	\pm 2.40	0.160	1.60	Purple	20 micro, 50 micro
				5	\pm 0.200	\pm 4.00	0.150	3.00		
				1	\pm 0.120	\pm 12.00	0.080	8.00		
4662090	16	5-50 μ l	0.1 μ l	50	\pm 0.75	\pm 1.50	0.35	0.70	Turquoise	50 micro
				25	\pm 0.625	\pm 2.50	0.30	1.20		
				5	\pm 0.25	\pm 5.00	0.10	2.00		

Finnpipette F2 Fixed Volume Single Channel

Cat.no.	Volume μ l	Inaccuracy μ l	%	Imprecision s.d.* μ l	cv%	Finntip
4652000	1	\pm 0.040	\pm 4.00	0.040	4.00	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
4652010	5	\pm 0.070	\pm 1.40	0.070	1.40	Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
4652020	10	\pm 0.090	\pm 0.90	0.080	0.80	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
4652130	20	\pm 0.14	\pm 0.70	0.10	0.50	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
4652030	25	\pm 0.15	\pm 0.60	0.13	0.50	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
4652040	50	\pm 0.30	\pm 0.60	0.20	0.40	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
4652050	100	\pm 0.40	\pm 0.40	0.30	0.30	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
4652140	200	\pm 0.80	\pm 0.40	0.60	0.30	Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
4652060	250	\pm 1.0	\pm 0.40	0.8	0.30	Flex 1000, 1000, 1000 Ext.
4652070	500	\pm 1.5	\pm 0.30	1.5	0.30	Flex 1000, 1000, 1000 Ext.
4652080	1000	\pm 3.0	\pm 0.30	3.0	0.30	Flex 1000, 1000, 1000 Ext.
4652090	2000	\pm 6.0	\pm 0.30	4.0	0.20	5 ml
4652100	3000	\pm 9.0	\pm 0.30	6.0	0.20	5 ml
4652110	5000	\pm 15.0	\pm 0.30	10.0	0.20	5 ml
4652120	10000	\pm 30.0	\pm 0.30	20.0	0.20	10 ml, Flex 10 ml Ext.

*s.d. = Standard deviation; CV = Coefficient of variation

©2010 Thermo Fisher Scientific Inc. All Rights Reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your local representative for details.

North America: 800-522-7763

Europe: Austria +43 1 801 40 0, Belgium +32 2 482 30 30, Finland/Nordic +358 9 329 100, France +33 2 28 03 20 00, Germany: national toll free 08001-536 376, international +49 6184 90 6940, Italy +39 02 95059 1, Netherlands +31 76 571 4440, Russia/CIS +7 (812) 703 42 15, Spain/Portugal +34 93 223 3154, Switzerland +41 44 454 12 12, UK/Ireland +44 870 609 9203

Asia: India +91 22 5542 9494, Japan +81 45 453 9220, China +86 21 6865 4588 or +86 10 5850 3588,


Other Asian countries +852 2885 4613

Countries not listed: +49 6184 90 6940 or +33 2 28 03 20 00

BRHPFinnpipF21209

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ENTIFIC





Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051PO001-3.3.06 -0059



Европейски социален фонд

ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ
НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ.

Бенефициент:

Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"

Образец № 4

ДО ИБИР – БАН
бул. „Цариградско шосе” № 73
гр. София

ЦЕНОВА ОФЕРТА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 - Вариабилни пипети

Настоящата оферта е подадена от: „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД /наименование на участника/, ЕИК/БУЛСТАТ 121152973; адрес по регистрация: гр. София, ул. «Индустрална» №11, ет.8

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

1. С настоящето представяме нашата ценова оферта за обособена позиция № 31 - **Вариабилни пипети** (офертата се изготвя за всяка обособена позиция по отделно) от поръчката.

Приемаме да изпълним поръчката по посочената обособена позиция, при следните цени:

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

1	2	3	4	5	6	7	8
№ по ред	Номер от ОП	Наименование	Единица мярка	Количество	Предложение на участника	Единична цена в лева без ДДС, съобразно единицата мярка	Обща цена в лева без ДДС (колона 5 x колона 7)
	ОП К-31	Обособена позиция № 31 - Вариабилни пипети					
136	ОП К-31-1	Вариабилна пипета за обеми 1-10 µl; Механизъмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	брой	10	Съгласно приложената Техническа оферта за съответната обособена позиция.	186,30	1 863,00
137	ОП К-31-2	Вариабилна пипета за обеми 10-100 µl; Механизъмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	брой	10	Съгласно приложената Техническа оферта за съответната обособена позиция.	186,30	1 863,00
138	ОП К-31-3	Вариабилна пипета за обеми 100-1000 µl; Механизъмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.	брой	10	Съгласно приложената Техническа оферта за съответната обособена позиция.	186,30	1 863,00
139	ОП К-31-4	Вариабилна пипета за обеми 1-10 ml; Механизъмът за настройка на обемите да е отделен от корпуса на пипетата; Горната част на бутона за пипетиране да се движи свободно с цел избягване на случайна смяна на обема при пипетиране; Допълнителна	брой	8	Съгласно приложената Техническа оферта за съответната обособена позиция.	199,50	1 596,00

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

	марка върху дисплея с цел по-точно обозначение на обем.					
Обща цена на обособената позиция, лева без ДДС						
7 185,00						
За участници регистрирани по ЗДДС: ДДС = 20%, лева						
1 437,00						
Обща цена на офертата с ДДС, лева						
8 622,00						

Пояснения:

- Колони 1 – 5 от таблицата се попълват съгласно Техническата Спецификация на Възложителя - Приложение № 1 от документацията за участие – без да се променят !!.
- Колона № 6 „Предложение на участника» може да не се попълва с конкретни технически характеристики, каталожен или партиден номер на артикула и други, а да се напише текст „Съгласно приложената Техническа оферта за съответната обособена позиция“.
- ДДС, в случай, че е длъжим от Възложителя, ще се заплаща съгласно разпоредбите на българското законодателство.
- Оценката на офертите се извършва по цени в лева без ДДС. !

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
“Европейския социален фонд“

2. Цените включват стойност на стоките и всички присъщи разходи, данъци и такси за доставка (без ДДС) франко ИБИР-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» № 73. Данък добавена стойност (ДДС) се заплаща отделно, съгласно изискванията на българското законодателство.

3. Цените се представят с точност до втория знак след десетичната запетая и не подлежат на промяна за срока на договора, сключен с Възложителя.

4. Условия и начин на плащане: по банков път, в лева по наша банкова сметка както следва:

Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна

при банка

в срок от 5 календарни дни след доставка и представяне на фактура, двустранно подписан приемателно-предавателен протокол и заверено копие на писмена заявка от възложителя.

5. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ще представим парична / банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от стойността му, без ДДС.

6. Подаването на настоящата ценова оферта удостоверява безусловното приемане от наша страна на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

! ВАЖНО: Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3, т.е. Ценова оферта се представя за всяка обособена позиция по отделно в отделен плик № 3 и се надписва по следния начин:

„Име на участника:

Предлагана цена по обособена позиция №”.

Дата 11.08.2014 г.
гр. София

.....
/ подпис, печат/

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Упълномощен да подпише предложението за и от името на
«АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ» ООД
(изписва се името на участника)

Заличени лични данни - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

(изписва се името на упълномощеното лице и длъжността,
като в случай, че това не е законния представител на
участника се прилага нотариално заверено пълномощно).

BG051PO001-3.3.06 -0059

«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“



Европейски социален фонд

BG051PO001-3.3.06 -0059

ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ
НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд”

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

за използване / неизползуване на подизпълнители

Долуподписаната Заличени лични данни - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

в качеството си на Управител (длъжност) на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

(наименование на участника или на дружество – член на обединение / консорциум - участник в процедурата),

ЕИК 121152973, със седалище и адрес на управление гр. София 1202, ул. Индустриална” №11, ет.8,

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции», обявена от ИБИР – БАН в изпълнение на Договор № BG051PO001-3.3.06 -0059

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представленият от мен участник в процедурата – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД (наименование на участника):

1. при изпълнението на обществената поръчка няма да използва (изписва се вярното обстоятелство);

2. подизпълнител/и ще бъде / бъдат

За обособена позиция № (име и номер на обособената позиция)

.....
(изписват се наименованията на всички подизпълнители за обособената позиция)

За обособена позиция № (име и номер на обособената позиция)

.....
(изписват се наименованията на всички подизпълнители за обособената позиция)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие да бъдат подизпълнители за съответната обособена позиция;

Заличен печат - чл.37,
ал. 1 от ЗЗК - търговска
тайна;
Заличен подпис - чл.2,
ал.1 от ЗЗЛД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд”

«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»

3. дейностите, които ще бъдат извършени от подизпълнителя/ите са:

За обособена позиция № (име и номер на обособената позиция)

.....

(кратко описание на дейността на подизпълнителите по посочената обособена позиция)

За обособена позиция № (име и номер на обособената позиция)

.....

(кратко описание на дейността на подизпълнителите по посочената обособена позиция)

4. дялът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде както следва:

За обособена позиция № (име и номер на обособената позиция) дялът на участие на всеки подизпълнител е:

.....% от общата стойност на посочената обособена позиция за подизпълнител 1 (име на подизпълнителя);

.....% от общата стойност на посочената обособена позиция за подизпълнител 2 (име на подизпълнителя) и т.н.;

За обособена позиция № (име и номер на обособената позиция) дялът на участие на всеки подизпълнител е:

.....% от общата стойност на посочената обособена позиция за подизпълнител 1 (име на подизпълнителя);

.....% от общата стойност на посочената обособена позиция за подизпълнител 2 (име на подизпълнителя)

и т.н.

5. За всеки от подизпълнителите прилагаме съответните документи, изисквани в документацията за участие.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: т. 2, 3 и 4 се попълват за всяка обособена позиция поотделно.

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна; Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

11.08.2014 г.

(дата на подписване)

Декларатор:

(подпис и печат)

Заличени данни - чл.37, ал. 1 от
ЗЗК - търговска тайнаЗаличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК -
търговска тайна

Дата: 17.11.2014 г.

До
Институт по биология и имунология на
размножаването "Акад. Кирил Братанов"
при Българска академия на науките
(ИБИР – БАН)
гр. София
бул. "Цариградско шосе" № 73

Реф.: 043052/08192/КК

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 043052/08192

Ние, Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна сме уведомени, че между Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" при Българска академия на науките (ИБИР – БАН) (наричано за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ") и "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121152973, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район "Сердика", ул. "Индустриална" № 11, Бизнес сити "Василев Плаза", ет. 8 (наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ"), предстои да бъде сключен договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции", открита с Решение № 375-НО от 20/06/2014, за обособена позиция № 31 (наричан за краткост "ДОГОВОР"), както и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи гаранция за изпълнение на ДОГОВОРА в размер на 143,70 лева.

Във връзка с горепосоченото и по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ние – Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115Е, представлявано Заличени лични данни - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличени лични данни - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД в качеството на Управител на Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна - клон Патриарх Евтимий (наричано за краткост "БАНКА"), с настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 043052/08192 (наричана за краткост "ГАРАНЦИЯ") безусловно и неотменяемо се задължаваме да заплатим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяка сума или суми в размер общо до 143,70 лв. (сто четиридесет и три лева и седемдесет стотинки), след получаване в БАНКАТА на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане по ГАРАНЦИЯТА от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че плащането на предявената сума по ГАРАНЦИЯТА е дължимо, т.к. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло някое от задълженията в съответствие с условията и сроковете на ДОГОВОРА и посочващо конкретните задължения, които не са изпълнени (наричано за краткост "ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ").

Настоящата ГАРАНЦИЯ се издава в един оригинал, означен като "ОРИГИНАЛ", влиза в сила от 25.11.2014 г. и е със срок на валидност до 17:00 часа на 25.06.2015 г. (двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година), независимо дали е работен ден или не (наричан за краткост "СРОК НА ВАЛИДНОСТ"). След изтичане СРОКА НА ВАЛИДНОСТ, ГАРАНЦИЯТА автоматично се прекратява и ангажиментът на БАНКАТА по ГАРАНЦИЯТА автоматично се счита за невалиден, независимо дали ОРИГИНАЛЪТ на ГАРАНЦИЯТА е върнат в БАНКАТА или не и дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е освободил БАНКАТА от ангажимента по ГАРАНЦИЯТА или не. Преди изтичане СРОКА НА ВАЛИДНОСТ, ГАРАНЦИЯТА автоматично ще се прекрати и ангажиментът на БАНКАТА по ГАРАНЦИЯТА автоматично ще се счита за невалиден, след получаване на посочения по-долу адрес на БАНКАТА на ОРИГИНАЛА на ГАРАНЦИЯТА или на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че освобождава изцяло БАНКАТА от ангажимента по ГАРАНЦИЯТА, независимо дали ОРИГИНАЛЪТ на ГАРАНЦИЯТА е върнат в БАНКАТА или не (наричано за краткост "ПИСМО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ").

ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ следва да съдържа точни инструкции за заплащане на дължимите суми и ще се счита за редовно предявено, ако е постъпило в БАНКАТА в СРОКА НА ВАЛИДНОСТ и е оформено съгласно условията на ГАРАНЦИЯТА. Исканата сума ще бъде изплатена по посочената в ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ сметка в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаването в БАНКАТА на редовно предявено ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ и ПИСМОТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ следва да бъдат представени в БАНКАТА на адрес: гр. София 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115Е, на вниманието на отдел "Документарни разплащания", чрез посредничеството на обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банка, която следва да потвърди чрез автентично Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна че положените върху тях подписи са на лица, които представляват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно закона. ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ и ПИСМОТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ще се считат за представени само след получаването им на посочения по-горе адрес на БАНКАТА и на съответните автентични S.W.I.F.T. съобщения от обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банка, потвърждаващи, че положените върху тях подписи са на лица, които представляват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно закона.

ГАРАНЦИЯТА се подчинява на "Еднообразни правила за гаранциите, платими при поискване", редакция 2010 г. (Брошура № 758 на Международната търговска камара, Париж), освен ако изрично не е указано друго.

Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна

Заличен печат - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска
тайна;
Заличен подпис - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличени лични данни - чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Управител на Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна

Заличени данни - чл.37, ал. 1 от ЗЗК - търговска тайна